

56863

Ведро, 12 л, синий цвет



Это ведро было удостоено премии. Идеально подходит для переноса моющих средств, холодных и горячих ингредиентов. Имеет носик защищающий от проливания, выемку для руки для удобства переливания, ручку из усиленной нержавеющей стали. Плоская сторона предотвращает разлив. Имеются мерные деления. К ведру можно дополнительно купить кронштейн 16200 для хранения.

# Technical Data

|                                                                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                                | 56863                                           |
| Уровень                                                                                                | 12 л                                            |
| Материал                                                                                               | Полипропилен<br>Нержавеющая сталь<br>(AISI 304) |
| Код переработки "5", полипропилен (ПП)                                                                 | Да                                              |
| Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания <sup>1</sup>   | Да                                              |
| Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС<br>Надлежащей Производственной Практики       | Да                                              |
| Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)                                                         | Да                                              |
| Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о<br>веществах, контактирующих с пищевой продукцией | Да                                              |
| Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)                                                                 | Да                                              |
| California Proposition 65 Compliant                                                                    | Да                                              |
| Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А                                                                      | Нет                                             |
| ХАЛЯЛЬ И КОШЕР                                                                                         | Да                                              |
| Design Registration No.                                                                                | EU 000427117-1-3,<br>GB9004271170001-003        |
| Кол-во в коробке                                                                                       | 6 шт                                            |
| Количество на паллете (80 x 120 x 180- 200 см)                                                         | 90 Pcs.                                         |
| Количество слоев на паллете                                                                            | 18 шт                                           |
| Длина                                                                                                  | 325 мм                                          |
| Ширина                                                                                                 | 330 мм                                          |
| Высота                                                                                                 | 330 мм                                          |
| Вес, нетто                                                                                             | 1 кг                                            |
| Вес коробки (Recycling symbol "20" PAP)                                                                | 0,09 kg                                         |
| Tare total                                                                                             | 0,09 kg                                         |
| Вес, брутто                                                                                            | 1,09 кг                                         |
| Куб.м.                                                                                                 | 0,035393 M3                                     |
| Рекомендованная температура стерилизации<br>(автоклавирования)                                         | 121 °C                                          |
| Макс температура очистки (Посудомоечная машина)                                                        | 93 °C                                           |
| Макс температура использования (контакт с продуктом)                                                   | 100 °C                                          |
| Макс температура использования (без контакта с продуктом)                                              | 100 °C                                          |
| Мнимальная температура использования <sup>3</sup>                                                      | -20 °C                                          |
| Максимальная температура сушки                                                                         | 120 °C                                          |
| Мин. pH используемой концентрации растворов                                                            | 2 pH                                            |
| Макс. pH используемой концентрации растворов                                                           | 10,5 pH                                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>GTIN-13 номер</b>        | 5705020568633  |
| <b>GTIN-14 номер</b>        | 15705020568630 |
| <b>Код ТНВЭД</b>            | 39233090       |
| <b>Страна происхождения</b> | Denmark        |

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.